

Kousenpaspoort

U hebt zojuist uw nieuwe medische compressiekousen van BELSANA ontvangen– geheel op maat gemaakt– geheel op maat gemaakt. Voor een langdurig effectieve compressietherapie raden wij u aan om over zes maanden weer contact op te nemen met uw arts. Indien medisch noodzakelijk, kan uw arts u een herhaalrecept geven. Wij vragen u dit recept mee te brengen als u een nieuwe bestelling plaatst.

Wij adviseren u graag!

Kousenpaspoort

Uw maatproduct is er!

Opdat uw nabestelling bij het volgende doktersvoorschrift eenvoudig en vlot zou kunnen verlopen, vindt u links **uw persoonlijke kousenpaspoort** met alle belangrijke gegevens. Gewoon van het papier aftrekken, vastplakken en goed bewaren.

Met vriendelijke groeten,
De firma BELSANA

BELSANA



Wasvoorschriften

Kompressie kousen correct wassen

Binnenstebuiten wassen en geen wasverzachter gebruiken!

- Fijne was
- Niet bleken
- Voorzichtig drogen
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen



BELSANA

Wassen

- Geschikt voor onmiddellijk gebruik
- Aanbeveling: we raden aan om de kousen te wassen voordat u ze voor de eerste keer draagt.
- Dagelijks wassen (max. 40 °C), met de hand of met het machinewasprogramma voor fijne was
- Afzonderlijk wassen met fijnwasmiddel (bijv. BELSANA blauw40-wasmiddel), geen wasverzachter gebruiken
- Goed uitspoelen, niet centrifugeren of uitwringen.
- Drogen op een handdoek, op een droogrek of met het droogprogramma voor fijne was van de wasdroger, nooit strijken of op de verwarming of in de zon drogen

Materiaalsamenstelling

Er wordt gebruik gemaakt van polyamide (Polyamid), elastaan (Elastan) en bij sommige producten van katoen (Baumwolle). Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar het textiellabel dat in uw kous is genaaid.

Onderhoud

- Droog en het liefst in de originele verpakking opbergen, beschermen tegen direct zonlicht en warmte
- Zorg ervoor dat kousen met hechtbanden met een siliconenlaag niet in contact komen met oplosmiddelen, zalven, crèmes en hydraterende waslotions, omdat de hechting hierdoor permanent kan worden aangetast
- Verzorg uw voeten regelmatig en zorg ervoor dat u de juiste schoenen draagt
- Vezelpluisjes (pilling) is een normaal verschijnsel bij textiel en geen reden voor reclamatie
- Repareer schade aan de kousen nooit zelf, maar breng ze terug naar de winkel waar u ze hebt gekocht

Beoogd gebruik

Compressiekousen worden gebruikt bij de behandeling van flebologische en lymfologische aandoeningen van de armen en benen en bij lipooedeem. Afhankelijk van de indicatie worden verschillende producten gebruikt.

Belangrijke informatie

- Draag alleen compressiekousen na overleg met uw arts
- Dagelijks dragen en regelmatige controles zorgen voor een optimaal effect van de behandeling
- De kousen moeten worden verstrekt door medisch geschoold personeel, dat ook advies geeft over de juiste manier waarop de kousen moeten worden aangetrokken
- Neem bij acute pijn uw artsen in kennis van uw klachten
- Door de hechtingsband regelmatig een klein stukje te verplaatsen, kunnen huidirritaties worden voorkomen
- Neem in geval van kwaliteitsproblemen of klachten contact op met de dealer

Effect van medische compressiekousen

Met producten die zijn afgestemd op de betreffende indicatie en gecontroleerde druk, wordt de bloedtoevoer versneld, wordt de microcirculatie in het weefsel verbeterd en wordt de lymfestroom verhoogd.

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ora Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg

Ora Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

Garantie
De houdbaarheid van medische compressiekousen is beperkt tot 3 jaar indien ze correct worden bewaard. Daarbij komt nog de draagtijd, die bij regelmatig gebruik en de juiste verzorging maximaal 6 maanden is. Na deze periode zijn de producten uitgesloten van garantie. Defecten die terug te voeren zijn op normale slijtage of onverenigbaarheid van de kousen met de huid. Onder principiële uitgesloten van de garantie. Indien onverenigbaarheid van de kousen met de huid wordt vastgesteld, wordt de kous vervangen door een andere maat. Als de kousen zijn uitgeweid. Het product is bedoeld voor gebruik van één patiënt. Als de kousen worden hergebruikt aan andere mensen worden doorgegeven, vervalt de productaansprakelijkheid van de fabrikant.

Afvoer
Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Meldplicht
Op grond van wettelijke voorschriften zijn patiënten en gebruikers verplicht om ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met het product, die hebben geleid tot schade aan de gezondheidstoestand of hadden kunnen leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand of overlijden, onmiddellijk te melden aan de fabrikant en de verantwoordelijke nationale autoriteit (in Duitsland BfArM) (in Deutschland BfArM) onverzüglich zu melden.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als deze contra-indicaties worden genegeerd.

- Chronische polyarthritis
- (bijv. diabetes mellitus)
- Gevoerde perifere neuropathie van de ledematen
- Ernstige gevoeligheidsstoornissen van de kousmateriaal
- Onverdraagzaamheid van compressieve-vochtige dermatosen
- Phlegmasia ceruileo dolens

Relatieve contra-indicaties:

- Verrekte dermatosen
- Vochtige dermatosen
- Onverdraagzaamheid van compressieve-kousmateriaal
- Ernstige gevoeligheidsstoornissen van de ledematen
- Gevoerde perifere neuropathie van de ledematen
- (bijv. diabetes mellitus)
- Chronische polyarthritis

Risicos en bijwerkingen
Bij een gevoelige huid kunnen jeuk en huidproblemen ontstaan onder de compressiekousen. Daarom wordt adequate huidverzorging aanbevolen. Bij de volgende symptomen dient u de kousen onmiddellijk uit te trekken en de voorzetting van de behandeling met de arts te bespreken: blauwe of witte verkleuring van de kousen, ernstige pijn, kortademigheid, sterke tintelingen, sensibele huid, sterke transpiratie, acute bewegingsbeperkingen.

Indicaties (de volledige lijst is te vinden in de richtlijn MWMF 037/005, versie 1 Z/18)

- Verbetering van leven bij chronische veneuze kwaliteits van leven bij chronische veneuze aandoeningen
- Preventie en behandeling van veneus oedeem
- Preventie en behandeling van veneuze huid-aandoeningen
- Dermatoïde syndroom (bruin gekleurde verhardingen in de huid) en atrofie blanché
- Behandeling van arteriële en veneuze beenulcera (zie contra-indicaties)
- Spataderen
- Spataderen
- Venuze malformatie
- Venuze trombose
- Toestand na trombose
- Posttrombotisch syndroom
- Tromboseprofyaxe bij mobiele patiënten
- Lymfoedeem
- Oedeem tijdens de zwangerschap
- Lipoedeem vanaf stadium II
- Congestie door immobilititeit (arthrogeno verstopingssyndroom, parse en gedeeltelijke insufficiëntie
- Inflammatoire dermatose van de benen
- Misselijkheid, duizeligheid en congestie tijdens de zwangerschap
- Toestand na brandwonden
- Behandeling van littekens

Zo gaat aantekken gemakkelijk – met de praktische handeling in drie stappen.

Aantrek instructies, open teen

1. Het aantekken van medisch therapeutische kousen kunt u gemakkelijk maken van de BELSANA aantekhulp uit kunstzijde. Plaats uw voet zodanig in de aantekhulp dat deze tot vlak achter de hiel komt te zitten.
2. Stroop de kous nu zo ver op dat de hiel op de juiste plaats zit. U zult merken dat met de BELSANA aantekhulp heel eenvoudig gaat.
3. Om de aantekhulp uit te doen, schuif u de voorvoet van de kous, net als op de afbeelding, naar achteren.
4. Vervolgens trekt u de aantekhulp over uw tenen naar voren en onder de kous uit.
5. De voorvoet wordt nu weer naar voren getrokken en de hiel kous voorzichtig verder omhoog getrokken.

Topkwaliteit

van de firma BELSANA

Met uw maatproduct van BELSANA draagt u het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling. De zorgvuldige verwerking en het hoge kwaliteitsniveau worden verzekerd en gecontroleerd door het gebruik van de modernste technieken. Regelmatige certificaties van onafhankelijke keuringsinstanties onderstrepen onze verantwoordelijke omgang met onze producten.

Uw op maat gemaakte product van BELSANA voldoet bijvoorbeeld aan de strengste kwaliteits- en productvereisten ter wereld (RAL-GZ 387/1). Ook het product aan de Öko-Tex Standard 100, de norm die het gebruik van veilige materialen en kleurstoffen voorschrijft.

Wij geven het beste van onszelf – zodat u goed te been blijft!

- Toestand na brandwonden
- Behandeling van littekens
- Inflammatoire dermatose van de benen
- Misselijkheid, duizeligheid en congestie tijdens de zwangerschap
- Oedeem tijdens de zwangerschap
- Lymfoedeem
- Congestie door immobilititeit (arthrogeno verstopingssyndroom, parse en gedeeltelijke insufficiëntie
- Inflammatoire dermatose van de benen
- Misselijkheid, duizeligheid en congestie tijdens de zwangerschap
- Toestand na brandwonden
- Behandeling van littekens