

Tessera per le calze

Ha appena ricevuto le nuove calze compressive medicali di BELSANA, prodotte su misura per le sue esigenze. Affinché la terapia compressiva preservi la sua efficacia nel tempo, le consigliamo di effettuare una visita di controllo dal medico dopo sei mesi, in modo che, qualora lo ritenga necessario dal punto di vista medico, possa modificare la prescrizione. Per i prossimi ordini porti sempre con sé il presente tesserino. Non esiti a chiederci informazioni!

Tessera per le calze

Produciamo le Sue calze su misura!



Indicazioni per il lavaggio

Lavaggio corretto dei bracciali a compressione graduata

Lavare al rovescio e non utilizzare ammorbidente!

Ciclo di lavaggio delicato

Non candeggiare

Asciugare delicatamente

Non stirare

Non lavare a secco



BELSANA

BELSANA

Per facilitare la sua prossima ordinazione trova a sinistra **la sua personale tessera delle calze** con tutte le informazioni specifici cate. Semplicemente la stacchi, la incolli e la conservi.

Con i migliori suggerimenti **la sua squadra BELSANA**

Lavaggio

- Il prodotto può essere utilizzato immediatamente.
- Si consiglia di lavare le calze prima di indossarle per la prima volta.
- Lavaggio quotidiano (max. 40 °C), a mano o in lavatrice con ciclo delicato
- Lavare separatamente le calze con detersivo delicato senza ammorbidente (es. il detersivo „BELSANA blau40“)
- sciacquare bene, non centrifugare, non strizzare.
- Asciugare le calze adagiandole su un asciugamani all'aria o nell'asciugatrice con ciclo delicato, non stirarle né esporle a fonti di calore o al sole.

Composizione del materiale

Poliamide (Polyamid), elastan (Elastan) e per alcuni prodotti, cotone (Baumwolle). Per i dettagli specifici consultare l'etichetta in tessuto cucita all'interno della calza.

Manutenzione

- Una volta asciutte, riporre preferibilmente nella confezione originale per proteggerle dalla luce solare diretta e dal calore
- Evitare che le calze con fascette adesive in silicone vengano a contatto con solventi, pomate, creme e detersivi idratanti, perché possono comprometterne definitivamente l'aderenza
- Sottoporsi a interventi di pedicure regolari e indossare calzature in ottime condizioni
- La formazione di pelucchi (pilling) è normale nei prodotti tessili e non costituisce motivo di reclamo
- Non riparare mai autonomamente eventuali danni, ma riportare le calze al negozio specializzato dove sono state acquistate

Destinazione d'uso

Le calze a compressione graduata sono utilizzate nel trattamento delle malattie flebologiche e linfologiche delle braccia e delle gambe, nonché del lipedema. A seconda dell'indicazione vengono utilizzati prodotti diversi.

⚠ Note importanti

- Indossare le calze compressive solo dopo aver consultato il proprio medico
- L'uso quotidiano e visite di controllo periodiche assicurano il successo della terapia
- Le calze devono essere vendute da personale qualificato che spiegherà anche come indossarle correttamente
- In caso di dolore acuto agli arti inferiori o di reazioni cutanee, consultare immediatamente un medico
- Spostando leggermente le fascette adesive aiuta a prevenire irritazioni cutanee
- In caso di difetti qualitativi e di contestazioni rivolgersi al rivenditore

Funzionamento delle calze a compressione graduata per uso medico

Grazie a prodotti realizzati per la rispettiva indicazione e alla pressione controllata si accelera il ritorno del sangue, si migliora la microcircolazione nei tessuti e aumenta il flusso linfatico.

Rev. 1/04/21

BELSANA
BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg
Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

per il rivenditore specializzato:
dati delle calze per la sua archiviazione



Massima qualità
dalla casa produttrice BELSANA

La produzione su misura di BELSANA è il risultato di lunghi anni di ricerca e sviluppo. L'attenta lavorazione e l'alto livello di qualità sono assicurati e controllati dall'aggiunta di tecniche moderne. Regolari certifi cazioni dell'istituto di analisi indipendente documentano il rapporto di massima responsabilità che abbiamo verso i nostri prodotti.

Le sue calze compressive su misura BELSANA sono conformi, ad esempio, alle più rigorose norme relative a qualità e test applicate in tutto il mondo per le calze compressive medicali (RAL-GZ 387/1) e ai criteri della certificazione Öko-Text Standard 100, che prevedono l'impiego di materiali e coloranti innocui.

Noi facciamo del nostro meglio per farla sentire bene sulle sue gambe!

Facile da indossare con il pratico ausilio in tre mosse.

1. Ripiegare la calza su se stessa sopra l'alluce ed infu sul collo del piede.
2. Tirare la parte della gamba con delicatezza sul calcagno. Evitare di tirare la calza prendendola dal bordo adesivo o dalla parte terminale.
3. Tirare la calza in modo uniforme verso l'alto senza allargarla troppo. Distribuire la calza sulla gamba e non a rrimuovere tutte le pieghe.

Indicazioni per l'utilizzo (punta chiusa)

Controindicazioni assolute

- Malattia occlusiva arteriosa periferica avanzata
- Insufficienza cardiaca scompensata
- Febbre settica
- Flebite settica
- Flegmasia cerulea dolens

Controindicazioni relative

- Dermatosi essudante
- Incompatibilità con i materiali delle calze
- Gravati disturbi della sensibilità dell'arto
- Neuropatia periferica avanzata (ad esempio diabete mellito)
- Poliartrite cronica

Si declina ogni responsabilità se queste controindicazioni non vengono rispettate.

⚠ Rischio ed effetti collaterali

In caso di pelle sensibile, le calze a compressione graduata possono causare prurito e problemi cutanei. Quindi si raccomanda un'adeguata cura della pelle. In caso dei seguenti sintomi, rimuovere immediatamente le calze e discuterle con il Suo medico il proseguimento della terapia:

Colorazione blu o bianca delle dita dei piedi, sensazioni di distesia e intorpidimento, aumento del dolore, dispnea e attacchi di sudorazione, compressione acuta del movimento.

La durata di conservazione delle calze a compressione per uso medico è limitata a 3 anni, se conservate correttamente. Ma quando indossate tutti i giorni e adeguatamente curate, le calze terapeutiche hanno una durata di circa 6 mesi. Dopo questo periodo, i prodotti sono esclusi dalla garanzia. Sono sostanzialmente esclusi dalla garanzia i difetti dovuti alla normale usura o all'uso improprio. L'uso improprio comprende anche eventuali successive modifiche del prodotto che non siano state effettuate dal produttore. Il prodotto è destinato a un singolo paziente. Se viene trasnesso ad altre persone per il riutilizzo, la responsabilità del produttore decade.

Smaltimento

Al termine della sua vita utile, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.

Obbligo di notifica

A causa delle norme di legge, i pazienti e gli utenti sono tenuti a segnalare immediatamente a produttore e all'autorità nazionale competente in Germania (BfArM) qualsiasi incidente grave in relazione al prodotto e che abbia portato o possa aver portato a un significativo deterioramento dello stato di salute o alla morte.