

BELSANA

جودة متميزة

ن م BELSANA

مع هذا المنتج المخصص لك من BELSANA Bamberg، فإنك بذلك ترتدي نتاج سنوات عديدة من البحث والتطوير. نضمن لك دقة الصناعة ومستوى عاليًا من الجودة، ونتحكم فيهما باستخدام أحدث التقنيات. وتوثق الشهادات المنتظمة من مؤسسات الاختبار المستقلة تعاملنا المسؤول مع منتجاتنا.

يتوافق منتج BELSANA الخاص بك مع معيار OEKO-TEX® 100، الذي ينص على استخدام مواد وأصباغ غير ضارة.

معاً يمكننا ضمان الحفاظ على صحتك!

دواعي الاستعمال (انظر أيضًا توجيه العلاج الطبي بالضغط رقم AWMF 037/005، إصدار 18/12)

- تحسين الأعراض الوريدية وجودة الحياة عندما يتعلق الأمر بأمراض وريدية مزمنة
- الوقاية والعلاج من الوذمة الوريدية
- الوقاية والعلاج من التغيرات الجلدية الوريدية
- الإكزيما والتصبغ
- التصلب الجلدي والضمور الأبيض
- علاج وتقليل الألم في تقرحات الساق الوريدية، والوقاية من الانتكاس أيضًا
- علاج تقرحات الساق الشريانية والوريدية (انظر موانع الاستعمال!)
- الدوالي
- المرحلة الأولى بعد علاج الدوالي
- القصور الوريدي الوظيفي
- التشوهات الوريدية
- التخثر الوريدي
- الحالة بعد التخثر
- متلازمة ما بعد التخثر
- الوقاية من التخثر مع المرضى المتحركين
- الوذمات اللمفية
- الوذمات في الحمل
- وذمات ما بعد الإصابة / ما بعد الجراحة
- وذمات دورية مجهولة السبب
- الوذمات الشحمية من المرحلة الثانية
- حالات الاحتقان نتيجة عدم الحركة (متلازمة الاحتقان المفصلي، والشلل جزئي، والشلل الجزئي في الأطراف)
- الوذمات المرتبطة بالوظيفة (وظائف تتطلب الوقوف أو الجلوس)
- الوذمات الناتجة عن استخدام الأدوية إذا لم يكن تغييرها ممكنًا
- السمنة مع قصور وريدي وظيفي

- التهاب جلدي في الساقين
- مشاكل الغثيان والدوار والاحتقان أثناء الحمل
- الحالة بعد الحروق
- علاج الندبات

موانع الاستعمال: موانع الاستعمال النهائية:

- مرض انسداد الشرايين المحيطية المتقدم (عند تطبيق أحد هذه المعايير: (ABPI) >0,5، أو الضغط الشرياني الكاحلي > 60 مم زئبق، أو ضغط إصبع القدم > 30 مم زئبق أو TCPo2 > 20 مم زئبق قوس القدم)
- قصور القلب للأطعاف
- التهاب الوريد الإتنائي
- الالتهاب الوريدي المُزرق المؤلم

المخاطر التي يجب وضعها في الاعتبار (يستند القرار العلاجي إلى تقييم الفوائد/المخاطر):

- الالتهاب الجلدي الناظر
- عدم تحمل مواد الجورب الضاغطة
- عدم تحمل مواد ال مكونات الجوارب الضاغطة
- اضطرابات حسية شديدة في الأطراف
- اعتلال الأعصاب المحيطية المتقدم (مثل داء السكري)
- التهاب المفاصل المزمن

سيتم رفض تحمل أي مسؤولية إذا لم يتم اتباع موانع الاستعمال هذه.

⚠️ أي بن اء ا ر ا ا ا ا و ر ا ا ا ا ا

يمكن أن تسبب الجوارب الطبية الضاغطة نخزًا في الجلد، وتلحق بالأعصاب الطرفية ناجمًا عن الضغط. يمكن أن تسبب ارتداء الجوارب الضاغطة مع البشرة الحساسة في حدوث حكة ومشاكل جلدية. لذلك، يوصى بالعناية المناسبة

لللبشرة. في حالة ظهور الأعراض التالية، يرجى خلع الجوارب على الفور والتحدث مع الطبيب حول استمرار العلاج: تلون أصابع القدم باللون الأزرق أو الأبيض، أحاسيس غير طبيعية وشعور بتنميل، ألم متزايدة، ضيق في التنفس وتعرق، تقيد حاد في الحركة.

الضمان

مدة صلاحية الجوارب الطبية الضاغطة محددة بـ 3 سنوات إذا تم تخزينها بشكل صحيح. يضاف إلى تلك المدة وقت الارتداء، وهو 6 أشهر كحد أقصى مع الاستخدام المنتظم والعناية المناسبة. بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استبعاد المنتجات من الضمان. وبشكل أساسي فإن الضمان لا يعد ساريًا في الحالات التي تظهر بها عيوب وأوجه قصور ناتجة عن التآكل العادي أو الاستخدام غير السليم. يشمل الاستخدام غير السليم أيضًا التغييرات اللاحقة على المنتج التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المصنعة. لا تعتبر الانحرافات اللونية الطفيفة، التي قد تنشأ بسبب عملية الصباغة الفردية، عيبًا. وبالتالي يتم استبعاد السلع المقابلة من التبادلات والعودات. المنتج مخصص لعلاج مريض واحد فقط. إذا تم نقله إلى أشخاص آخرين لإعادة استخدامه، فسوف تنتفي عن الشركة المصنعة أي مسؤولية عن المنتج.

التخلص من المنتج

بعد انتهاء عمر الاستخدام الافتراضي، يرجى التخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية.

ضرورة التبليغ

بموجب اللوائح القانونية، نتعين على المرضى والمستخدمين إبلاغ الشركة المصنعة والجهة الوطنية المسؤولة (في ألمانيا، المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية "BfArM") على الفور بالحوادث الخطيرة التي حدثت ارتباطًا بالمنتج، والتي أدت أو يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الصحية أو الوفاة.

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
www.belsana.de · service@belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



فيما يخص بائع التجزئة المتخصص: تخزين البيانات في السجل الخاص بك



BELSANA

- تحتوي على قطن
- قوي
- تحتوي على طبقة
- لا تستعمل في منتجات
- دورة غسل 40°

تحتوي على قطن 100% ولا تستعمل في BELSANA Impuls classic extra

تحتوي على قطن

تحتوي على قطن

تحتوي على قطن 100% ولا تستعمل في BELSANA Impuls classic extra

تحتوي على قطن

تحتوي على قطن 100% ولا تستعمل في BELSANA Impuls classic extra

الطاقة التعريفية للخزرب



made-to-measure

MADE FOR YOU
INDIVIDUALLY

BELSANA