

**1. Ters yüz edin ve elinizin üzerine çekin**

Üst taraftan kol çorabını yarısına kadar ters yüz yapın.  
Özel BELSANA grip-Star lastik eldiven kullanarak çorabı takın.  
Şimdi kol çorabını elinizin üzerine çekin.

**2. Kol çorabının geri kalan kısmını giyin**

Kol çorabının geri kalan kısmını koltuk altına gelinceye kadar kolunuzun üzerine çekin. Çorabı kapatma veya bağlama bandından çekmeyin veya aşırı esnetmeyin.

**3. Eşit şekilde düzleştirin**

Şimdi çorabı kolunuzun üzerinde her tarafı eşit düzgünlükte olacak şekilde düzleştirin ve tüm kırışıklıkları alın.

**4. Kırışiksız takma**

Kol çorabının sıkmasını önlemek için kırışıklıkları almak önemlidir.

Pratik talimatlarımızı izleyerek çoraplarınızı giymek çok kolaydır.

## En üstün kalite

BELSANA'DAN

Size özel BELSANA Bamberg ürününü giyerken, yılların araştırma ve geliştirmesinin sonucu olan bir ürünü kullanmaktasınız. Özenli üretim ve yüksek kalite, en gelişmiş teknolojiler kullanılarak denetlenir ve elde edilir. Sorumlu ve bilinçli üretim yöntemlerimiz, bağımsız test kuruluşlarının verdiği sertifikalarla belgelendirilir.

Özel üretilmiş BELSANA çorabınız ve güvenli malzeme ve boyaların kullanımını şart koşan OEKO-TEX® Standardı 100'ü karşılar.

## Birlikte sağlıklı kalmanızı sağlayacağız!

**Endikasyonlar (12/18 tarihli AWMF 037/005 Tıbbi Kompresyon Tedavisi yönergesine de bakın)**

- Venöz semptomların ve kronik venöz hastalıklarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
- Venöz ödemlerin önlenmesi ve tedavisi
- Venöz cilt değişikliklerinin önlenmesi ve tedavisi
- Egzama ve pigmentasyon
- Dermatoliposkleroz ve beyaz atrofi
- Nüksün önlenmesi dahil olmak üzere venöz bacak ülserlerinde tedavi ve ağrı azaltma
- Arteriyel ve venöz bacak ülserlerinin tedavisi (bkz. Kontrendikasyonlar!)
- Varis
- Varis tedavisinden sonraki ilk aşama
- Fonksiyonel venöz yetmezlik
- Venöz malformasyonlar
- Venöz tromboz
- Tromboz sonrası durum
- Posttrombotik sendrom
- Mobil hastalarda tromboz profilaksisi
- Lenfödem
- Hamilelikte ödem
- Travma sonrası/ameliyat sonrası ödem
- Siklik idiyopatik ödem
- Evreden itibaren lipödem
- Hareketsizliğin bir sonucu olarak oluşan konjesyon durumları (artrojenik staz sendromu, ekstremitelerde perez ve kısmi perez)
- Meslek kaynaklı ödem (ayakta, oturarak yapılan işler)
- Değişiklik mümkün değilse ilaca bağlı ödem
- Fonksiyonel venöz yetmezlik eşliğinde adipozite
- Bacaklarda iltihaplı dermatoz
- Hamilelikte bulantı, baş dönmesi ve konjesyon şikayetleri

- Yanık sonrası durum
- Yara izi tedavisi

**Kontrendikasyonlar****Mutlak kontrendikasyonlar:**

- İleri periferik arter hastalığı (bu parametrelerden biri geçerli olduğunda: ABPI < 0,5, ayak bileği atardamar basıncı < 60 mmHg, ayak parmağı basıncı < 30 mmHg veya TcPO2 < 20 mmHg ayağın üst kısmı)
- Dekompense kalp yetmezliği
- Septik flebit
- Phlegmasia coerulea dolens

**Dikkat edilmesi gereken riskler (fayda/risk değerlendirilmesine dayalı tedavi kararı)**

- Eksüdatif dermatozlar
- Kompresyon çorabı malzemelerine karşı intolerans
- Varis çorapları içerik maddelerinin uyumsuzluğu
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İleri periferik nöropati (örneğin diabetes mellitus)
- Kronik poliartrit
- Chronic polyarthritis

**Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.****⚠ Riskler ve yan etkiler**

Medikal kompresyon çorapları, periferik sinirlerde cilt nekrozuna ve basınç hasarına neden olabilir. Kompresyon çorapları, hassas ciltte kaşıntıya ve cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle yeterli ölçüde cilt bakımı yapılması tavsiye edilir. Aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda lütfen çorapları he-

men çıkarın ve tedaviye devam edip edilmeyeceği konusunda doktora danışın: Ayak parmaklarında mavi veya beyaz renklenme, anormal hisler ve uyuşukluk, artan ağrı, nefes darlığı ve terleme, akut kısıtlı hareketlilik.

**Garanti**

Tıbbi kompresyon çoraplarının raf ömrü, uygun şekilde saklandığında azami 3 yıldır. Buna ek olarak kullanım süresi, düzenli kullanım ve uygun bakım ile maksimum 6 aydır. Bu sürenin sonunda ürünler garanti kapsamından çıkar. Normal aşınma ve yıpranma veya usulüne aykırı kullanım nedeniyle meydana gelen kusurlar esas olarak garanti kapsamı dışındadır. Ürün üzerinde üretici tarafından gerçekleştirilmemiş, sonradan yapılan değişiklikler de usulüne aykırı kullanım olarak kabul edilir. Bireysel boyama işlemi nedeniyle ortaya çıkabilecek hafif renk sapmaları bir kusur olarak kabul edilmez. Bu nedenle ilgili mallar borsalardan ve iadelerden hariç tutulur. Ürün tek bir kullanıcı için tasarlanmıştır. Yeniden kullanım için başkalarına verilmesi durumunda, üreticinin ürün sorumluluğu sona erer.

**Bertaraf etme**

Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü bölgenizdeki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

**Bildirim zorunluluğu**

Yasal düzenlemeler nedeniyle, hastalar ve kullanıcılar, sağlık üzerinde olumsuz bir sonuca veya ölüme yol açan ya da yol açabilecek, ürünle ilgili ciddi olayları üreticiye ve sorumlu ulusal makama (Almanya'da BfArM) derhal bildirmekle yükümlüdür.

## BELSANA

**BELSANA Medizinische Erzeugnisse**  
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg  
www.belsana.de · service@belsana.de

**Vertrieb Österreich: Ofa Austria**  
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH  
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



Uzman bayi için: arşivinizdeki çorap bilgileri.



## BELSANA

- Hassas ayarda yıkayın
- Ağartıcı kullanmayın
- Nazikçe kurutun
- Ütülemeyin
- Kuru temizleme yapmayın

**BELSANA impus çorabını lütfen tersini çevirmeden, BELSANA classic extra çorabını ise tersini çevirerek yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!**

## kompresyon çoraplarını doğru şekilde yıkayın

**Yıkama**

- Hemem kullanıma uygundur
- Tavsiye: İlk kullanımdan önce yıkayın
- Her gün (maks. 40°C) elle veya makinenin hassas ayarında yıkayın
- Hassas çamaşır deterjanıyla (örneğin "BELSANA cleanstart" deterjanı), yumuşatıcı kullanmadan ayrı olarak yıkayın
- İyiçe durulayın, makinanede yavaş hızda sıkın, elle bükerek sıkmayın.
- Bir havlu üzerinde havlaya veya kurutucunuzun hassas ayarında kurutun, asla ütülermeyin ve ısıtıcının üzerine koymayın veya güneşte kurutmayın

**Tıbbi kompresyon çoraplarının etkisi**

İlgili endikasyona göre uyularının üründe ve kontrollü hastalıkların yanı sıra lipödem tedavisinde de kullanılmaktadır. Endikasyona bağlı olarak farklı ürünler tercih edilir.

**Kullanım amacı**

- Kuru bir şekilde ve mümkünse orijinal ambalajında, güneşten ve ısıdan koruyarak saklamazınız tavsiye ediniz.
- Silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar, çözücüler, merhemler, kremeler ve nemlendirici yıkama losyonları ile temas etmemelidir. Aksi takdirde yapışkan bantların yapışma özelliği kalıcı olarak bozulabilir.
- Düzenli ayak bakımı yapmaya ve uygun ayakkabılar giymeye dikkat edin
- Lt topakları (pilling) tekstilde normal bir süreçtir ve şikayet nedeni olmayacaktır bir durum değildir
- Çoraplarıki hasarları kendi başınıza onarmayın, çorabı satın aldığınız tıbbi ürün satıcısına geri götürün

**Malzeme bileşimi**

- Kompresyon çoraplarını sadece doktorunuza danıştıktan sonra kullanın
- Her gün giyme ve düzenli kontrol müayeneleli, tedavinin başlılı olmasını sağlayın
- Çoraplar tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından teslim edilmiş ve çorapları nasıl doğru şekilde giyeceğiniz konusunda size tavsiye bulunmaktadır
- Akut bacak ağrısı veya cilt tahrişi yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza danışın
- Yapışkan bantın düzenli olarak hafifçe hareket ettirilmesi cildin tahriş olmasını önleyebilir
- Kalite sorunları ve şikayetler için lütfen tıbbi ürün satıcısıyla iletişime geçin

**Önemli bilgiler**

Çorabınızın etiketinde bulunan tüm bilgileri okuyunuz. Endikasyonlar, malzeme bileşimi, bakım talimatları ve diğer önemli bilgiler için lütfen ürünler için lütfen tıbbi ürün satıcısına danışınız.

Kişisel Çorap Bilgi Kartını, Yapmanız gereken kopartmak, yapıştırmak ve güvenli bir yerde saklamaktır.



made-to-measure

MADE FOR YOU

BELSANA

Çorap kimlik kartı