

BELSANA

En üstün kalite

BELSANA'DAN

Size özel BELSANA Bamberg ürününü giyerken, yılların araştırma ve geliştirmesinin sonucu olan bir ürünü kullanmaktasınız. Özenli üretim ve yüksek kalite, en gelişmiş teknolojiler kullanılarak denetlenir ve elde edilir. Sorumlu ve bilinçli üretim yöntemlerimiz, bağımsız test kuruluşlarının verdiği sertifikalarla belgelendirilir.

Özel üretilmiş BELSANA çorabınız ve güvenli malzeme ve boyaların kullanımını şart koşan OEKO-TEX® Standardı 100'ü karşılar.

Birlikte sağlıklı kalmanızı sağlayacağız!

Endikasyonlar (12/18 tarihli AWMF 037/005 Tıbbi Kompresyon Tedavisi yönergesine de bakın)

- Venöz semptomların ve kronik venöz hastalıklarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
- Venöz ödemlerin önlenmesi ve tedavisi
- Venöz cilt değişikliklerinin önlenmesi ve tedavisi
- Egzama ve pigmentasyon
- Dermatoliposkleroz ve beyaz atrofi
- Nüksün önlenmesi dahil olmak üzere venöz bacak ülserlerinde tedavi ve ağrı azaltma
- Arteriyel ve venöz bacak ülserlerinin tedavisi (bkz. Kontrendikasyonlar!)
- Varis
- Varis tedavisinden sonraki ilk aşama
- Fonksiyonel venöz yetmezlik
- Venöz malformasyonlar
- Venöz tromboz
- Tromboz sonrası durum
- Posttrombotik sendrom
- Mobil hastalarda tromboz profilaksisi
- Lenfödem
- Hamilelikte ödem
- Travma sonrası/ameliyat sonrası ödem
- Siklik idiyopatik ödem
- Evreden itibaren lipödem
- Hareketsizliğin bir sonucu olarak oluşan konjesyon durumları (artrojenik staz sendromu, ekstremitelerde perez ve kısmi perez)
- Meslek kaynaklı ödem (ayakta, oturarak yapılan işler)
- Değişiklik mümkün değilse ilaca bağlı ödem
- Fonksiyonel venöz yetmezlik eşliğinde adipozite
- Bacaklarda iltihaplı dermatoz
- Hamilelikte bulantı, baş dönmesi ve konjesyon şikayetleri

- Yanık sonrası durum
- Yara izi tedavisi

Kontrendikasyonlar Mutlak kontrendikasyonlar:

- İleri periferik arter hastalığı (bu parametrelere göre geçerli olduğunda: ABPI < 0,5, ayak bileği atardamar basıncı < 60 mmHg, ayak parmağı basıncı < 30 mmHg veya TcPO2 < 20 mmHg ayağın üst kısmı)
- Dekompans kalp yetmezliği
- Septik flebit
- Phlegmasia coerulea dolens

Dikkat edilmesi gereken riskler (fayda/risk değerlendirilmesine dayalı tedavi kararı)

- Eksüdatif dermatozlar
- Kompresyon çorabı malzemelerine karşı intolerans
- Varis çorapları içerik maddelerinin uyumsuzluğu
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İleri periferik nöropati (örneğin diabetes mellitus)
- Kronik poliartrit
- Chronic polyarthritis

Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

⚠ Riskler ve yan etkiler

Medikal kompresyon çorapları, periferik sinirlerde cilt nekrozuna ve basınç hasarına neden olabilir. Kompresyon çorapları, hassas ciltte kaşıntıya ve cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle yeterli ölçüde cilt bakımı yapılması tavsiye edilir. Aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda lütfen çorapları he-

men çıkarın ve tedaviye devam edip edilmeyeceği konusunda doktora danışın: Ayak parmaklarında mavi veya beyaz renklenme, anormal hisler ve uyuşukluk, artan ağrı, nefes darlığı ve terleme, akut kısıtlı hareketlilik.

Garanti

Tıbbi kompresyon çoraplarının raf ömrü, uygun şekilde saklandığında azami 3 yıldır. Buna ek olarak kullanım süresi, düzenli kullanım ve uygun bakım ile maksimum 6 aydır. Bu sürenin sonunda ürünler garanti kapsamından çıkar. Normal aşınma ve yıpranma veya usulüne aykırı kullanım nedeniyle meydana gelen kusurlar esas olarak garanti kapsamı dışındadır. Ürün üzerinde üretici tarafından gerçekleştirilmemiş, sonradan yapılan değişiklikler de usulüne aykırı kullanım olarak kabul edilir. Bireysel boyama işlemi nedeniyle ortaya çıkabilecek hafif renk sapmaları bir kusur olarak kabul edilmez. Bu nedenle ilgili mallar borsalardan ve iadelerden hariç tutulur. Ürün tek bir kullanıcı için tasarlanmıştır. Yeniden kullanım için başkalarına verilmesi durumunda, üreticinin ürün sorumluluğu sona erer.

Bertaraf etme

Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü bölgenizdeki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Bildirim zorunluluğu

Yasal düzenlemeler nedeniyle, hastalar ve kullanıcılar, sağlık üzerinde olumsuz bir sonuç veya ölüme yol açan ya da yol açabilecek, ürünle ilgili ciddi olayları üreticiye ve sorumlu ulusal makama (Almanya'da BfArM) derhal bildirmekle yükümlüdür.

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
www.belsana.de · service@belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



Uzman bayi için: arşivinizdeki çorap bilgileri.



BELSANA

- Kuru temizleme yapmayın
 - Ütülerde kullanmayın
 - Nazikçe kurutun
 - Ağartıcı kullanmayın
 - Hassas ayarda yıkayın
 - Hassas ayarda yıkayın
- BELSANA impus çorabını lütfen tersini çevirmeyin, BELSANA classic extra çorabını ise tersini çevirerek yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!**
- doğru şekilde yıkayın**
- kompresyon çoraplarını**

Tıbbi kompresyon çoraplarının etkisi

İlgili endikasyona göre uyularının üründe ve kontrolü basınca kan akışı hızlandırılır, dokudaki mikro sirkülasyon iyileştirilir ve lenf akışı artırılır.

- Bir havlu üzerinde havayla veya kurutucunun hassas ayarında kurutun, asla ütülerde kullanmayın ve ısıtıcıya koymayın veya güneşte kurutmayın
- İyice durulayın, makinede yavaş hızda sıkın, elle bükerek olarak yıkayın
- Hassas çamaşır deterjanıyla (örneğin "BELSANA cleanstart") deterjan ("yumuşatıcı kullanmadan ayrı ayarında yıkayın
- Her gün (maks. 40°C) elle veya makinenin hassas tavsiye: ilk kullanımda önce yıkayın
- Hemem kullanıma uygundur

Kullanım amacı

Kompresyon çorapları, kol ve bacaklarda flebolojik ve lenfolojik hastalıkların yanı sıra lipödem tedavisinde de kullanılmaktadır. Endikasyona bağlı olarak farklı ürünler tercih edilir.

- Kuru bir şekilde ve mümkünse orijinal ambalajında
- Güneşten ve ısıdan koruyarak saklamazınız tavsiye edertz
- Silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar, çözücüler, merhemler, kremeler ve nemlendirici yıkama losyonları ile temas etmemelidir. Aksi takdirde yapışkan bantların düzensiz ayak bakımı yapmaya ve uygun ayakabilir giymeye dikkat edin
- Düzene ayak bakımı yapmaya ve uygun ayakabilir giymeye dikkat edin
- Lıf topakları (pilling) tekstilde normal bir süreçtir ve şikayet nedeni olmayacaktır. Bir durum değildir
- Çorapları hasarlan kendi başınıza onarmayın, çorabı satın aldığınız tıbbi ürün satıcısına geri götürün

Malzeme bileşimi

Çorabınızda dikilmiş tekstil etiketinde mevcuttur.

- **Önemli bilgiler**
- Kompresyon çoraplarını sadece doktorunuzdan danıştıktan sonra kullanın
- Her gün giyme ve düzenli kontrol müayeneleli, tedavinin başını olmasını sağlar
- Çoraplar tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından teslim edilmiş ve çorapları nasıl doğru şekilde giyeceğiniz konusunda size tavsiye bulunmaktadır
- Akut bacak ağrısı veya cilt tahrişi yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza danışın
- Yapışkan bantın düzenli olarak hafifçe hareket ettirilmesi cildin tahriş olmasını önleyebilir
- Kalite sorunları ve şikayetler için lütfen tıbbi ürün satıcısına iletişime geçin

Kişisel Çorap Bilgi Kartını, Yapmanız gereken kopartmak, yapıştırmak ve güvenli bir yerde saklamaktır.

made-to-measure

MADE FOR YOU
INDIVIDUALLY

BELSANA

Çorap kimlik kartı

Kişisel ölçülerinize göre üretilen yeni BELSANA tıbbi kompresyon çorabınız kullanıma sunulmuştur. Uzun süreli etkili kompresyon terapisi için atı ay sonra doktorunuza tekrar iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Tıbbi ihtiyaç durumunda doktorunuz size yeni bir reçete verebilir. Lütfen yeniden sipariş vermek için bu çorap kartını yanınızda memnuniyet duyarsınız

handed over by

